

固化环 (EFL-SCR 系列) 使用说明书

产品简介

本产品服务但不限于甲基丙烯酰化明胶 (GelMA) 类生物水凝胶材料的 2D 与 3D 细胞培养相关实验, 本产品有助于提高水凝胶内营养物质的渗透, 增强细胞活性。产品结构的设计易于操作, 便于细胞培养过程中的观察与后期生物学染色拍照等表征。

本产品经伽马射线辐照灭菌, 有效期 2 年, 生产日期见外包装。

产品型号	产品图示	适配范围	加液体积	适配培养板类型	产品规格
EFL-SCR-2D-24-2		GM30/60/90 荧光 GelMA 其他可固化材料	120-150μl	24 孔板	12 个/套; 防粘膜 1 张
					50 个/套; 防粘膜 2 张
EFL-SCR-3D-48-1		GM30/60/90 荧光 GelMA 多孔 GelMA AlgMA 其他可固化材料 载细胞水凝胶支架	50-80μl	48 孔板	12 个/套; 防粘膜 1 张
					50 个/套; 防粘膜 2 张
EFL-SCR-3D-24-1		GM60/90 荧光 GelMA 多孔 GelMA AlgMA 其他可固化材料 载细胞水凝胶支架	150-200μl	24 孔板	12 个/套; 防粘膜 1 张
					50 个/套; 防粘膜 2 张
EFL-SCR-3D-24-2		GM30/60/90 荧光 GelMA 多孔 GelMA AlgMA 其他可固化材料 载细胞水凝胶支架	150-200μl	24 孔板	12 个/套; 防粘膜 1 张
					50 个/套; 防粘膜 2 张
EFL-SCR-3D-12-2		GM30/60/90 荧光 GelMA 多孔 GelMA AlgMA 其他可固化材料 载细胞水凝胶支架	300-500μl	12 孔板	12 个/套; 防粘膜 1 张

二维细胞培养使用说明 (EFL-SCR-2D)

- 加液: 固化环网格面水平置于防粘膜上, 在环内均匀滴加适量含引发剂的 GelMA 溶液;
- 固化: 使用 405nm 光源照射适当时间, 固化至所需强度;
- 放置: 用镊子夹取侧把并缓慢揭下固化环, 水平放入 24 孔板底部;
- 接种: 在板孔中加入适量培养基细胞悬液后直接置于培养箱中静置培养, 接种过程中保持固化环沉底状态, 待细胞贴壁后水平换孔;
- 表征: 抗体或检测试剂没过胶面即可;
- 拍照: 载细胞侧贴近载玻片直接拍照。

三维细胞培养使用说明 (EFL-SCR-3D)

1. 加液: 固化环网格面水平置于防粘膜上, 在环内均匀滴加含引发剂的 GelMA 细胞悬液;
2. 固化: 使用 405nm 光源照射适当时间, 固化至所需强度;
3. 放置: 用镊子夹取任意一个垂直支撑柱并缓慢揭下固化环, 固化环四个支撑柱面朝下放入培养板中, 使含胶网格面远离板底正常培养;
4. 表征: 网格面贴近板底孵育抗体, 抗体或检测试剂没过胶面即可, 洗涤过程中网格面向上远离板底, 使洗涤更充分;
5. 拍照: 网格面贴近载玻片或共聚焦皿直接拍照。

载细胞水凝胶支架培养说明 (EFL-SCR-3D)

1. 放环: 用镊子夹取固化环放入培养板中, 使其四个支撑柱接触板底;
2. 加液: 在板孔中加入足量培养基;
3. 放置支架: 将载细胞水凝胶支架放置在固化环网格面上, 置于培养箱中常规培养。

注意:

- 防粘膜用 75%酒精擦拭后再用紫外灭菌即可重复使用。
- 固化环不耐高温, 请勿高温灭菌。
- 固化过程中注意调整超净台风速, 避免材料风干影响实验结果。
- 非 GelMA 水凝胶材料可按各自成胶特性进行操纵。
- GelMA 裂解液(EFL-GM-LS-001)没过固化环, 37°C培养, 即可在 0.5h 左右迅速裂解固化环上的 GelMA 胶块释放出细胞。
- 便携式 405nm 固化光源(EFL-LS-1601)光强稳定, 固化时间可调, 制样更稳定。



微信扫码获取 2D 细胞培养
操作视频



微信扫码获取 3D 细胞培养
操作视频



微信扫码获取载细胞水凝胶支架培养
操作视频